


CERAGEM 

Инструкция по применению

CGM EMT-MS1202

CERAGEM 





Меры предосторожности


Прежде чем приступить к эксплуатации изделия, внимательно прочтите инструкцию по применению.

Убедитесь, правильно ли Вы выполняете все указания данной инструкции.




1. Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте изделие самостоятельно.


В случае необходимости проведения ремонта обратитесь в сервисный центр. В случае самостоятельного ремонта существует риск получения травм, возникновения пожара, удара электрическим током.




2. Не тяните за шнур и не прикасайтесь к штепселю мокрыми руками, при отключении питания обязательно отсоединяйте штепсель, держась за него, а не за шнур (в противном случае существует опасность поражения электрическим током или возникновения пожара).




3. Не используйте поврежденный шнур питания, штепсель и розетку (это может привести к удару электрическим током или возникновению пожара).




4. Не используйте изделие в случае несоответствия напряжения в сети номинальному напряжению, указанному в спецификации (это может привести к удару электрическим током или возникновению пожара).



5. Дети и инвалиды должны использовать изделие в присутствии взрослого (ответственного лица) - иначе существует риск получения ожогов и травм.



6. Не оставляйте без присмотра и не перемещайте мат в включенном состоянии (при перемещении отключите питание).




7. Не кладите на поверхность мата одеяло и другие легковоспламеняющиеся изделия, а также тяжелые предметы (это может стать причиной возникновения пожара).




Меры предосторожности



8. Храните мат в расправленном состоянии и не используйте его в сложенном виде (это может стать причиной поломки изделия и возникновения пожара).



9. Когда изделие не используется, вытащите штепсель из розетки (несоблюдение этой рекомендации может привести к удару электрическим током, короткому замыканию, возникновению пожара).



10. Не допускайте попадания влаги внутрь изделия или пульта управления (наличие влаги внутри изделия может привести к перегреву изделия, а также удару электрическим током, если влага попала внутрь, немедленно прекратите использование изделия и отключите его от сети).

Используйте изделие снова только после полной просушки, в случае возникновения неполадок обратитесь в сервисный центр.



11. Не кладите изделие в небезопасном месте. Если изделие будет расположено на неровной поверхности, оно может опрокинуться или упасть (это может привести к поломке изделия).

- Не используйте изделие в области лица (это может привести к ожогам).
- Будьте осторожны, используя мат в сочетании с другими устройствами.
- В случае обнаружения поломки изделия, немедленно прекратите его эксплуатацию.
- В случае отключения электросети, отключите питание изделия и вытащите штепсель из розетки.
- В случае возникновения сильного дискомфорта или ухудшения самочувствия, немедленно прекратите эксплуатацию изделия и проконсультируйтесь с врачом.

При следующих заболеваниях рекомендуется предварительно проконсультироваться со специалистом:

- При острых заболеваниях;
- При злокачественных опухолях;
- При высокой температуре;
- При потере чувствительности (у лиц с прогрессирующим диабетом);
- При наличии воспалений на участках кожи, соприкасающихся с изделием.

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|--|---|
| Необходимые меры предосторожности..... | 1 |
| 1. Комплектация..... | 4 |
| 2. Способы применения..... | 5 |
| 3. Уход и хранение..... | 6 |
| 4. Сервисное обслуживание..... | 7 |
| 5. Технические характеристики..... | 8 |
| 6. Назначение и применение..... | 8 |
| 7. Гарантийный талон изделия..... | 9 |






1. Комплектация

1. Пульт управления



2. Мат



2. Способы применения

| | |
|--|---|
| | <p>1. Подключение к разъему Пульт управления подключается к соединительному разъему в основании мата. - соединение возможно при соответствии разъема.</p> |
| | <p>2. Подключение к электросети. Подключаем штепсель в розетку - данное изделие рассчитано на параметры AC220v/50Hz, поэтому проверьте напряжение в сети перед подключением. - не используйте изделие, если шнур питания деформирован или если плохо закреплена розетка.</p> |
| | <p>3. Использование пульта управления. - После подключения электропитания нажмите на пульте кнопку питания и включите питание. - При нажатии кнопки питания автоматически установится 12 часовой таймер. - На датчике температуры в течение 3 секунд будет отображаться установленная температура, после чего высветится текущая температура.</p> |
| | <p>4. Через 12 часов пульт управления выключится автоматически. Регулирование температуры - После нажатия кнопки питания, если зафиксировать регулятор температуры на нужной позиции, на панели температуры отобразится установленная температура. (температура от +30°C / +65°C)</p> |
| | <p>5. В случае не использования изделия. - Повторное нажатие кнопки питания приведет к отключению изделия. - Если изделие не используется, вытащите шнур электропитания из розетки.</p> |
| | <p>6. Сообщения об ошибках. - При перегревании мата (свыше 65°C) на панели температуры появится сигнал «th», после чего начнет мигать. - Если при использовании мата наблюдается перегрев проводов или короткое замыкание, на панели температуры появится и начнет мигать сигнал «SE». - В случае обрыва провода во время использования мата на панели температуры появится и начнет мигать сигнал «--».</p> |
| | <p>ОСТОРОЖНО! При длительном использовании установите регулятор в положение «-» , при длительном использовании изделия, установленного на высокий температурный режим, существует риск возникновения ожогов.</p> |



3. Уход и хранение

Уход

1. Перед чисткой изделия отключите шнур питания от розетки.
2. Сотрите пыль с поверхности изделия и пульта управления сухим полотенцем или сухой тряпочкой.
3. Ни в коем случае не используйте для чистки изделия бензин и химические растворители (это может повредить изделие).
4. Никогда не мойте изделие или пульт управления водой (это может привести к удару током).
5. Перед тем, как убрать изделие на хранение дайте ему полностью остыть, расправьте его и храните его так, чтобы оно не помялось.

Хранение

1. Не храните изделие в местах попадания прямых солнечных лучей, с резкими перепадами температур, в местах с высокой температурой и влажностью.
2. Не храните изделие в пыльных и влажных местах, в местах хранения маслянистых веществ.
3. Не храните изделие смятым или сложенным вдвое (это может стать причиной поломки).
4. Не храните провода в перекрученном или свернутом состоянии.
5. Храните изделие в хорошо проветриваемом помещении.
6. 1 раз в месяц просушите изделие в хорошо проветриваемом месте.
7. Постоянно проверяйте, не повреждено ли изделие. При обнаружении неисправности или поломки немедленно прекратите использование изделия и обратитесь в сервисный центр.



4. Сервисное обслуживание

Самостоятельная проверка – до подачи заявки на сервисное обслуживание.

Изделие не включается (не реагирует на нажатие кнопки питания).

- Нет питания в электросети? Проверьте, есть ли питание в сети.
- Подключен ли штепсель к розетке сети?

Мат не нагревается.

- Подключен ли пульт управления к мату?
- Настроен ли регулятор температуры на нужный температурный режим?

Мат слишком горячий.

- Может быть, мат находится в сложенном состоянии?
- Может быть, регулятор температуры был настроен на положение «+» слишком долго?

Следующие случаи не относятся к неисправности изделия.

- Пульт управления теплый: внутри регулятора температуры находится радиатор, поэтому он может немного нагреваться.
- Звуки в пульте управления: звуки появляются в процессе регулирования температуры, так как в регуляторе много электронных запчастей.
- Звуки в мате. Образуется в процессе смещения электромагнитных полей, а также нейтрализации электромагнитного излучения. Кроме того, звуки образуются при автоматическом отключении мата при его максимальном нагревании.

Запрос сервисного обслуживания.

В случае, если после проведенной проверки изделие работает неисправно, немедленно прекратите его использование, выключите электропитание и отключите шнур питания от сети.

Обратитесь в сервисный центр.



5. Технические характеристики


| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Наименование изделия | Ceramix Mat M1 |
| Модель | CGM EMT-MS1202 |
| Номинальное напряжение | AC220V±20%, 50/60Hz |
| Номинальная потребляемая мощность | 84W±10% |
| Допустимый диапазон температуры | 30°C~65°C |
| Размер | 450mm×870mm×30mm(Ш х Д х В) |
| Вес | 4.5кг |




6. Назначение и применение

Прибор мягкого тепла (тепловой мат) Ceramix Mat M1 предназначен для прогревания отдельных зон тела длинноволновым инфракрасным теплом. Инфракрасное тепло глубоко проникает в тело, мягко прогревая внутренние органы, мышцы и суставы. Благодаря этому улучшается лимфо- и кровообращение, повышается снабжение тканей кислородом, нормализуется обмен веществ, снимается боль в суставах, костях и мышцах, снимается нервное и мышечное напряжение.

ПОЗИЦИИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТА



1. Сидя, мат на плечах




3. Сидя на мате




5. Лежа, ноги на мате




2. Сидя на мате: мат греет спину



4. Сидя, мат на животе



6. Лежа, мат на животе и груди



7. Лежа спиной на мате



7. Гарантийный талон изделия

Гарантийный талон

Наименование изделия: Ceramix Mat M1, модель: CGM EMT-MS1202

На данное изделие распространяется гарантия качества в соответствии с законом о защите прав потребителей.

| | | | |
|--|-----------------|------|--|
| Серийный номер | | | |
| Дата покупки | | | |
| Период бесплатного гарантийного обслуживания | | | |
| Покупатель | Ф. И. О. | Тел: | |
| | Адрес | | |
| Место покупки | Название центра | Тел: | |

• В случае отсутствия гарантийного талона или при отсутствии в нем соответствующих записей на основании закона о защите прав потребителей определяется ориентировочный (стандартный) срок гарантийного платного и бесплатного обслуживания. В случае обнаружения поломки изделия в первую очередь обратитесь в тот центр, где приобреталось изделие. В случае невозможности устранения поломки по месту покупки, получите сервисное обслуживание в официальном сервисном центре компании.

• Условия сервисного обслуживания.

- Гарантийный срок бесплатного сервисного обслуживания данного изделия - 1 год.
- В случае естественной поломки при надлежащем использовании гарантийное обслуживание предоставляется бесплатно, в течение 1 года со дня приобретения. В следующих случаях, в рамках гарантийного срока, сервисное обслуживание будет платным:
 - Если поломка возникла вследствие несоблюдения мер предосторожности.
 - Если поломка возникла вследствие стихийного бедствия.
 - Если поломка возникла вследствие несоблюдения руководства по эксплуатации и техники безопасности.
 - Если поломка возникла вследствие самостоятельного ремонта и внесения изменений в конструкцию изделия.
 - Если окончился срок службы расходных материалов.
 - Если поломка возникла по причинам, не предусмотренным гарантийным обслуживанием.
 - Если поломка, возникла вследствие использования с изделием расходных материалов и комплектующих от другого производителя.
- Данная гарантия действительна только в стране приобретения изделия. Не потеряйте гарантийный талон, так как повторно он не выдается.
- Данный документ гарантирует бесплатный ремонт в соответствии с вышеуказанными сроком и условиями. Таким образом, данная гарантия не ограничивает законные права потребителя. В случае возникновения вопросов, касающихся постгарантийного ремонта и т. д., обратитесь в центр, где Вы приобрели изделие, или в официальный сервисный центр компании.

Производитель:
CERAGEM CO., LTD.
177-14, Osaekdang-ri,
Seongger-eup, Cheonan-si,
Chungcheong-nam-do, Korea
Tel: 82-41-523-2550, Fax:
82-41-523-2560
www.ceragem.net

Представитель производителя:
ООО «Си Джи М»
142784, Мос. обл., Ленинский р-н,
д. Румянцево, стр. 1,
3 подъезд, офис 805 А
Тел.: 8(495)545-59-49
www.ceragem-rus.ru

Официальный сервисный
центр на территории РФ:
ООО «Си Джи М Сервис»
142784, Мос. обл., Ленинский р-н,
д. Румянцево, стр. 1, 3 подъезд, офис
805 А
Тел.: 8(495)545-59-48
www.ceragem-rus.ru